




INSTRUMENTE INSTRUMENTS



COMPO-FILL



Unsere COMPO-FILL Instrumente haben eine spezielle hochglanzpolierte TiN (Titan-Nitrid) Beschichtung, die das Festkleben des Composites an den Arbeitsenden verhindert. Die Beschichtung ist sehr viel härter als Edelstahl und dadurch auch sehr resistent gegen die verschiedenen Reinigungs- und Sterilisationsprozesse.

Our COMPO-FILL instruments have a special high mirror polished TiN (Titanium Nitrid) coating that avoids the sticking of the composite material on the working tips. This TiN-Coating is a lot more harder than stainless steel and withstands therefore diverse cleaning and sterilization processes.



FON: +49 (0) 7463-7232
FAX: +49 (0) 7463-222

info@otto-leibinger.de
www.otto-leibinger.de