


PINZETTEN FÜR DIE ENDODONTIE
ENDODONTIC TWEEZERS




KOMBI-PINZETTE ZUM SETZEN VON BRACKETS
BONDING BRACKET FORCEPS

633/1



Fassen der Brackets
Grasping brackets



Positionieren der Brackets
Positioning brackets



Ausrichten der Brackets
Adjusting brackets



FON: +49 (0) 7463-7232
FAX: +49 (0) 7463-222

info@otto-leibinger.de
www.otto-leibinger.de

NEUE INSTRUMENTE FÜR DIE IMPLANTOLOGIE
NEW INSTRUMENTS FOR IMPLANTOLOGY



800/51
Parallelbohrhilfe:
Durch Fixierung der Feststellschraube an dieser Bohrhilfe können beim Setzen von Implantaten die Abstände genau eingehalten werden.
Parallel Drilling Guide:
By tightening the fixing screw of this drilling guide it is being ensured to keep the exact distance while setting the implants.



800/52
Tiefenmessinstrument, Titan
Graduierung: 7-8-10-13-15-18-20mm
Depth Measuring Instrument, Titanium
Graduation: 7-8-10-13-15-18-20mm



800/53
Tiefenmessinstrument, Titan
Graduierung: 7-8-10-13-15-18-20mm
Depth Measuring Instrument, Titanium
Graduation: 7-8-10-13-15-18-20mm



800/54
Knochenkammessinstrument
mit beidseitiger Skala 0-25mm
Measuring Caliper for measuring the
bone width, scale on both sides 0-25mm



184/51
Haltepinzette für Implantate 13cm
Holding Tweezers for Implants 13cm



184/51T
dito / Titan



184/52
Haltepinzette für Implantate 10cm
Holding Tweezers for Implants 10cm



184/52T
dito / Titan