

KIEFERORTHOPÄDIE
ORTHODONTICS



NEUIGKEITEN
NEWS





WEINGART
 Universal KFO-Zange
 ultrafeines Maul
 WEINGART
 universal orthodontic pliers
 ultraslim jaws
 145mm

630/29SD

Bessere
 Kraftübertragung durch
 kurzes Maul.
 Better transmission
 of force because
 of the short jaws.



WEINGART
 Universal KFO-Zange
 mit kurzem Maul
 WEINGART
 universal orthodontic pliers
 with short jaws
 140mm

630/71



WEINGART
 Universal KFO-Zange
 grazil, mit Hartmetalleinlagen
 WEINGART
 universal orthodontic pliers
 delicate, with TC inserts
 145mm

630/72TC



630/70

Drahtbiegezeuge /
Plattenbiegezeuge
für Drähte bis 0,7mm
Wire Bending Pliers /
Plate Bending Pliers
for wires up to 0,7mm
125mm



630/69

ADERER
Dreifingerzange
für Draht bis 0,3mm
ADERER
Three Finger Pliers
for wire up to 0,3mm
125mm



630/21 TC

ADAMS
Draht- und Bogenbiegezeuge
No.65
ADAMS
Wire and Arch bending pliers
No. 65
150mm

DIE NEUEN OL-BRACKETPOSITIONIERER

Das ideale Hilfsmittel für die einfache und exakte Positionierung der Brackets mit korrektem Abstand zur Schneidekante. Für Höhen von 3,5mm, 4mm, 4,5mm und 5mm.

THE NEW BRACKET POSITIONING GAUGE

New positioning gauge with a special fine tip, enables the precise positioning of brackets and with the correct distance between bracket slot and incisal edge. For heights of 3,5mm, 4mm, 4,5mm and 5mm



634/018 für .018 Slot Brackets
for .018 slot brackets

1/1



634/022 für .022 Slot Brackets
for .022 slot brackets

1/1

SONDEN

Geeignet zum Entfernen von Ligaturen und zum Justieren von Brackets.
Alle Sonden mit ErgoDesign Griff und feinen aber unzerbrechlichen Spitzen.

EXPLORERS

To remove ligatures and adjust the brackets.
All explorers are with ErgoDesing handle and fine but unbreakable tips.



KOMBINATIONSTRUMENTE

COMBINATION INSTRUMENTS



DAS PRODUKTSPEKTRUM: Unser umfangreiches Programm reicht weit über die gängigen dentalen Handinstrumente und Instrumente für die dentale Chirurgie bzw. das Zahntechnik-Labor hinaus. Wir bieten alles aus einer Hand. Sowohl die Produkte aus eigener Herstellung als auch die von ausgewählten Lieferanten zugekauften Teile unterliegen konsequent unseren strengen Kontrollen und Prüfverfahren. So wird die gleichbleibend hohe Qualität gesichert, die jedes einzelne Instrument aus dem Hause OTTO LEIBINGER auszeichnet.

RANGE OF PRODUCTS: Our extensive array of products ranges from dental hand instruments currently in use, such as instruments for fillings and periodontal treatment, through to instruments for dental surgery and dental technology laboratories. We offer everything from one source. All products, the ones manufactured by ourselves as well as the ones coming from selected suppliers are subject of our consequent and very strict quality control also ensured by reliable tests. This is how we guarantee for the consistent high quality of every single instrument supplied by OTTO LEIBINGER.



Besuchen Sie unseren **ONLINE-SHOP** oder fordern Sie unsere Spezialkataloge an:

- Hauptkatalog DENTAL
- Kieferorthopädie-Zangen
- Implantologie
- Sterilisation

Visit our **ONLINE-SHOP** or ask for our special brochures:

- DENTAL catalogue
- Orthodontic Pliers
- Implantology
- Sterilization



FON: +49 (0) 7463-7232

FAX: +49 (0) 7463-222

info@otto-leibinger.de

www.otto-leibinger.de